

## EasyClean® 360 不锈钢隔离器清洁系统

快速，易用，高效

高效清洁复合隔离器、限制进入屏障系统 (RABS)、生物安全柜，层流罩和其他微型环境的内部对于复合产品的质量和纯度至关重要。EasyClean® 360 系统包括一套不锈钢制成的清洁工具、结合了净化处理的涤纶针织松紧套和软垫套一起使用，能提高清洁效益。软垫套配合拖把头的圆形边缘确保该设备不会划伤或损坏表面。

### EasyClean® 360 隔离器清洁工具

设计用于清洁和消毒隔离器和限制性出入区域。

EasyClean® 360拖把具有可操作性、效率和灵活性。整套工具是采用 304 级的不锈钢材料制成，具有更高的耐消毒剂、高温灭菌周期和重复使用磨损的能力。

- 耐用，轻便而可单手操作的360°旋转拖把头，在清洁和消毒过程中提供更高的灵活性和可操作性
- 4 x 7 英寸 (10 x 18 厘米) 的三角形头部设计可以更好地渗透到狭窄的角落
- 两个长度的拖把杆为17或24 英寸 (41或61 厘米) 供选择，并可以增强可用性、减少清洁体力和增强整体清洁效率
- 附有挂环，可释放您的工作空间
- 拖把头和杆可通过高温灭菌消毒（建议采用121°C，30 分钟）或伽马辐射消毒
- 消毒灭菌后，适合在 ISO 3级/欧盟A级环境使用
- 非常适合清洁和消毒 RABS、LAF 柜和任何密闭空间





### 松紧套

- 涤纶针织双层超声波贴合
- 涤纶针织
- 针织涤纶尼龙超细纤维

### 软垫套

- 涤纶针织双层超声波贴合

## EasyClean® 360 可更换清洁套 —— 松紧套和软垫套

伯克希尔的净化松紧套和软垫套盖设计用于与 EasyClean 360® 隔离器清洁工具配合使用与更换。非常适合用于清洁和消毒隔离器、RABS、LAF 柜和限制性出入区域。产品包括伽马辐射消毒-含有COS无菌验证 (validated sterile) 和酒精纯水预湿版。

### EasyClean® 360 净化松紧套

- 采用伯克希尔的 Super Polx® 1200A 针织涤纶材料制成
- 在 ISO 4 级 (10 级) 净化室中清洗和包装, 具有低纤维, 颗粒和非挥发性残留物质
- 不脱毛, 低纤维和颗粒, 符合 USP<797> 和 USP<800> 要求
- 具有弹力的面料加上松紧带边缘, 可轻松安装并牢固地固定在 EasyClean® 360 拖把头上
- 建议与 EasyClean® 360 软垫套一起使用
- 吸水性好, 耐磨且耐用, 可经受多种清洁溶液
- 可高温灭菌消毒 (建议采用 121°C, 30 分钟)
- 消毒之后, 符合欧盟 A 级标准
- 伽马辐射消毒-含有COS无菌验证 (validated sterile) 版本兼容于欧盟 A 级别

### EasyClean® 360 净化软垫套

- 100% 涤纶针织, ISO 4 级 (10 级) 净化室中清洗和包装
- 建议与 EasyClean® 360 松紧套一起使用
- 无泡沫缓冲设计减少残留物和污染物遗留在表面, 降低污染
- 易于安装, 使用过程中牢固贴合并保持原位
- 可高温灭菌消毒 (建议采用 121°C, 30 分钟)
- 消毒之后, 符合欧盟 A 级标准
- 伽马辐射消毒-含有COS无菌验证 (validated sterile) 版本兼容于欧盟 A 级别
- 预湿版采用 70% IPA 酒精和 30% 纯水混合



建议根据您的标准操作程序，清洁和消毒要求，选择最佳的产品于面料。

以下为您提供最佳产品应用选择指南。

清洁套选择指南	吸附效率	清洁效率	消毒效率	耐磨效率	方便使用
· 涤纶针织双层超声波贴合- 软垫套	好	优	好	优	良
· 涤纶针织双层超声波贴合- 松紧套	好	优	好	优	好
· 针织涤纶- 松紧套	优	优	优	好	好
· 针织涤纶尼龙超细纤维 - 松紧套	优	好	良	优	好

### 订购详情

产品	预定号码	包装信息
EasyClean® 360 不锈钢隔离器清洁工具 17" 杆	EC360SSICT17	1 个拖把头 and 17 英寸 (43 厘米) 杆
EasyClean® 360 不锈钢隔离器清洁工具 24" 杆	EC360SSICT24	1 个拖把头 and 24 英寸 (61 厘米) 杆
EasyClean® 360 净化松紧套和软垫套	EC360.EC.24A	25 个松紧套和 1 个软垫套/包, 24 包/箱
松紧套 - 涤纶针织双层超声波贴合	EC360ECDPET24	25 个松紧套/包, 24 包/箱
松紧套 - 针织涤纶尼龙超细纤维	EC360ECMF24	25 个松紧套/包, 24 包/箱
EasyClean® 360 软垫套	EC360PAD20A	25 个软垫套/包, 20 包/箱
<u>无菌验证</u> EasyClean® 360 净化松紧套和软垫套 **伽马辐射消毒 - COS 无菌验证 (validated sterile)	EC360ECST20	10 个松紧套和 1 个软垫套/包, 4 包/袋, 20 袋/箱
Choice® 涤纶针织软垫套	EC360CHPST40	5 个软垫套/包, 8 包/袋, 40 袋/箱
Choice® 涤纶针织软垫套 (预湿版) 70% IPA 酒精和 30% 纯水混合	SSPEC360P40	5 个软垫套/包, 40 包/箱

